

Примеры использования

Острые респираторные заболевания:

- Облучение проводят с помощью тубуса с диаметром отверстия 15мм.
- Тубус вводят в полость рта по средней линии. Начинают лечение с 30 с, прибавляя по 30 с до 4 мин.
- Курс лечения 4-5 процедур.

Острый ринит

- Облучение проводят с помощью тубуса с диаметром отверстия 5мм.
- Тубус вводят поочередно на небольшую глубину в правую и левую половину носа. Облучение начинают с 30 с и доводят до 2 мин.
- Курс лечения 3-4 процедуры.

Ангина

- Облучение проводят с помощью тубуса с косым срезом.
- Тубус вводят глубоко в рот. Излучение направляют сначала на одну, а затем на другую миндалины. Для того, чтобы корень языка не мешал проведению процедуры, пациент удерживает высунутый язык с помощью марлевой салфетки.
- В случае острого воспаления, облучение начинают с 1-1,5 мин, увеличивают на 1 мин и доводят до 3 мин на каждую миндалину.
- При хроническом воспалении облучение начинают с 1 мин, увеличивают на ½ мин и доводят до 2-3 мин.
- В зависимости от реакции слизистой оболочки процедуры проводят ежедневно или через день.
- Курс лечения 6-10 процедур

Кроме этого **кварцевая лампа УФИТ-СМ** можно применяться для бактерицидной обработки помещений. Длительность облучения определяется в зависимости от размеров помещения: 15-30 м.куб. облучают в течение 15-30 минут.